

# **CÓMO USAR EL NEBULIZADOR IMPULSADO POR COMPRESOR**

(HOW TO USE THE COMPRESSOR-DRIVEN NEBULIZER-Spanish)

## **Cómo armar el nebulizador:**

1. Lávese las manos.
2. Saque todas las piezas del nebulizador de la bolsa plástica, incluida la mascarilla o boquilla, el tubo flexible, el recipiente de nebulización y el tubo de conexión.
3. Arme el nebulizador conectando la pieza en forma de “T” al recipiente de nebulización y luego conectando el tubo flexible a uno de los extremos de la pieza en forma de “T”, y la boquilla o mascarilla al otro extremo.
4. Afije el tubo de conexión al orificio de salida de la parte inferior del recipiente de nebulización. Conecte el otro extremo del tubo al orificio de salida del compresor del nebulizador.

## **Cómo usar el nebulizador:**

1. Siéntese erguido en una silla cómoda. Si se trata de un bebé o niño pequeño, sosténgalo erguido sobre el regazo o de brazos.
2. Colóquese la boquilla en la boca, o colóquela sobre la cara al bebé o niño.
3. Ponga el interruptor del compresor en la posición de “on” para encenderlo.
4. Respire normalmente por la boquilla o mascarilla, respirando profundamente de vez en cuando. Continúe hasta que el recipiente de nebulización comience a chisporrotear. Agite o golpee levemente el recipiente y continúe respirando por la boquilla o mascarilla hasta que se gaste casi todo el líquido en el recipiente.

